

SCHEDA TECNICA di PRODOTTO
Accessori per AMPOLLA NEBULIZZATRICE

Maschere serie “Rapid” adulti COD.211 Maschera Pediatrica COD.214 e Maschera morbida COD.212 in PVC medicale.

Caratteristiche del prodotto

Maschera Rapid Adulti Cod.211, Maschera morbida Cod.212 e Maschera Pediatrica Cod.214
in materiale plastico (PVC medicale)

Fabbricante: F.Ili Marchesi srl

Classe di appartenenza: I

Modalità di confezionamento Vedi scheda di Produzione

Destinazione d’uso e modalità d’utilizzo

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all’ampolla nebulizzatrice in plastica per i codici 211 e 214 ed all’ampolla nebulizzatrice universale in vetro per il codice 212.

Materiali utilizzati

PVC medicale (Granulo 1) – **TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI**

Pulizia e disinfezione

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l’accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto stesso.

Modalità di consegna

A mezzo corriere interno o esterno

Disposizioni di sicurezza

Manipolare con cura.

Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l’integrità.

Conservare in un luogo asciutto e pulito.

Verificare sempre che l’accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Approvata da: RQ

Aggiornata al 01-12-11

