

**SCHEMA TECNICA di PRODOTTO**  
**Accessori per AMPOLLA NEBULIZZATRICE**  
**Tubo Raccordato in PVC medicale COD.203/216/218.**

**Caratteristiche del prodotto**

Tubo Raccordato in materiale plastico (PVC medicale)

**Fabbricante: F.LLI MARCHESI SRL**

**Classe di appartenenza: I**

**Modalità di confezionamento** Vedi scheda di Produzione

**Destinazione d'uso e modalità d'utilizzo**

Tubo di collegamento tra l'ampolla per aerosolterapia e la fonte di aria compressa.

**Materiali utilizzati**

**PVC MEDICALE – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI:** raccordini per tubo;  
**PVC MEDICALE HT – 8087 NON DOP:** tubo estruso da cm 100 a 200

**Pulizia e disinfezione**

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

**Modalità di consegna**

A mezzo corriere interno o esterno

**Disposizioni di sicurezza**

Manipolare con cura durante l'assemblaggio con le parti da connettere.

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché può essere utilizzato come gioco pericoloso.

Verificare sempre che non vi sia la presenza di corpi estranei all'interno del tubo per permettere il corretto passaggio del flusso di aria.

Conservare in un luogo asciutto e pulito.

Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Approvata da: RQ

Aggiornata al 01-12-11

